



Corsetto lombare

LINEA G+

ART.TO1204

La cura della schiena in tutta sicurezza.

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico di ultima generazione, unico nel suo genere. Il design innovativo, la struttura realizzata in tessuto con membrana in grafene garantisce semi rigidità. Gli speciali tiranti elastici appositamente studiati per garantire una trazione facilitata e controllata, lo rendono necessario nel controllo di patologie che interessano il tratto lombare. Facile da indossare, assicura il corretto sostegno alla schiena e procura benessere e sollievo.

CARATTERISTICHE

Materiale con membrana in grafene, antistatico (le speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le cariche elettriche); Traspirante; Batteriostatico e Ipoallergenico, performante; Termoregolatore. Chiusura anteriore a velcro. Doppio sistema di tiranti elastici posteriori, posizionati a forma di rombo per seguire la muscolatura della schiena, che converge ciascuno in un unico tirante per una pressione variabile e personalizzata. Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia. Zona addominale con rinforzo steccato a spirale in posizione obliqua.

INDICAZIONI

GRAVE SPONDILOARTROSI E LIEVE SCOLIOSI LOMBARE • FRATTURE LOMBARI NEGLI ANZIANI • LOMBALGIE DA ERNIA DISCALE E SPONDILOLISI CON O SENZA LISTESI VERTEBRALE • DISCITE E SPONDILODISCITE • LOMBALGIA • LOMBOSCIATALGIA ACUTE E CRONICHE • ESITI FRATTURE E CEDIMENTI SOMATICI LOMBARI • ARTROSI VERTEBRALE SINTOMATICA LOMBARE • SPONDILOARTROSI • DECORSO POST-OPERATORIO DI ERNIE • LAMINECTOMIE E ARTRODESI BASSE

APPLICAZIONE

- 1 Aprire il corsetto completamente.
- 2 Zona anteriore costituita da n°5 velcri (1 addominale "grande", 4 laterali "piccoli").
- 3 Inizialmente posizionare i velcri dei tiranti fissandoli sul vellutino laterale.
- 4 Indossare il corsetto mantenendo la schiena inarcata e chiudere il velcro "addominale grande" quanto basta per stabilizzarlo correttamente.
- 5 Prendere i velcri dei tiranti e tirare fino a raggiungere il velcro grande addominale e fissarli centralmente.
- 6 Dei 4 tiranti, agganciare prima gli inferiori e successivamente i superiori.
- 7 Per il corretto posizionamento, assicurarsi che il bordo posteriore inferiore del corsetto, sia posizionato a metà glutei.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere, devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.