

Polsiera steccata ambidestra con fibra di carbonio



MANUTONIC LONG ART. TO2217

La cura del polso in tutta sicurezza, leggera e confortevole.

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in C6tex combinato e vellutino elastico, fanno di questo tutore la soluzione immediata alla cura dei traumi al polso. Facile da indossare, ottima vestibilità, assicura l'immobilizzazione necessaria, e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

CARATTERISTICHE

Tessuto C6 Tex Combinato con inserti in vellutino elastico ad alta tenuta. Il cucchiaino in Anticorodal è appositamente disegnato per assecondare al meglio l'anatomia dell'articolazione, può essere ulteriormente sagomato per seguire la conformazione del palmo. Inserito sia sul lato dorsale che su quello palmare, garantisce un elevato grado di immobilizzazione della flessione estensione del polso. Il dispositivo è ambidestro. L'applicazione è inoltre facilitata dall'apertura laterale, che presenta un primo velcro di chiusura. La stabilizzazione definitiva è conferita da due tiranti elastici che avvolgono l'arto nella zona distale e prossimale, adattandosi alla conformazione anatomica.

INDICAZIONI

DISTORSIONI • TENDINITI • ARTRITE REUMATOIDE • ARTROSI • POSTUMI DI FRATTURA • FRATTURE COMPOSTE DELL'ESTREMITA' DEL RADIO E DELL'ULNA • SOSTITUTIVO DEL GESSO.

APPLICAZIONE

- 1 Assicurarsi che il medico abbia modellato correttamente la stecca palmare.
- 2 Aprire la polsiera completamente.
- 3 Posizionare la zona concava sul palmo della mano a livello del pollice.
- 4 Fissare sequenzialmente i velcri di chiusura, iniziando da quello inferiore.
- 5 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e sufficientemente stretto.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiore o tumefazioni. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere, devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

Presenza di marcatura CE, che attesta la conformità alla direttiva europea 93/42/CEE.

Emissione in data 27-04-2016
Revisione 0



TENORTHO SRL UNIPERSONALE
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)
Tel. +39 039 8943960 Fax. +39 039 8943689
www.tenortho.com – info@tenortho.com